



Hialuskin Plus em pó Stem - 300 gramas

Princípio ativo do produto: Ácido Hialurônico; Silício Orgânico; Peptídeos de Colágeno TIPO 1; TIPO 3; Biotina e Vitamina C

Número do registro (MS): Isento de registro

Código de barras do produto: 7.898323.76242.1

Código de barras da caixa de embarque: 1.7898323.76242.8


Classificação fiscal (TIP): 21069030 complemento alimentar

Peso da unidade (g): 360,0


Descrição da caixa de embarque: Contém 24 unidades

Peso bruto da caixa (Kg): 8,90 Empilhamento máximo: 10 cx

Código interno de cadastro do produto: PRA 163




Produto unitário




Caixa de embarque

Normas para estocagem


- As caixas dos produtos devem estar bem fechadas e identificadas com o nome do produto, o lote e a data de validade.
- Devem ser estocados em local fechado, arejado e em temperatura ambiente (15 - 30°C).
- Devem ser protegidos da umidade, da luz direta (luz solar) e da presença de insetos e roedores.
- Podem ser estocados em prateleiras, as quais devem estar afastadas das paredes, cuidando para que os produtos mais pesados fiquem embaixo e os mais leves nas prateleiras de cima.
- Podem estar estocados sobre pallets, afastados das paredes e afastados entre si (para facilitar a limpeza).
- Quando acondicionados em cima de pallets, as caixas deverão estar de forma "amarrada", sempre obedecendo ao empilhamento máximo.
- As embalagens devem estar a uma distância de no mínimo 1 metro entre a pilha e o teto.
- Os lotes devem estar dispostos a fim de possibilitar a distribuição dos mais antigos em primeiro lugar e, só após terem se esgotado, distribuir o próximo lote fabricado (FIFO).




Arranjo em Bloco Vazado



Arranjo em Colméia



Arranjo em Fileira Interrompida



Arranjo em Duplo Vazado