



## ZMA Stem - 120 comprimidos

**Princípios ativos:** Aspartato de zinco; Aspartato de magnésio; Vitamina B6

**Número do registro ( MS ):** Isento de registro conforme resolução da ANVISA Nº 27 do DOU (Diário Oficial da União) de 06/08/2010

**Código de barras do produto:** 7.898323.76069.4

**Código de barras da caixa de embarque:** 1.7898323.76069.1


**Classificação fiscal ( TIP ):** 21069030 complemento alimentar

**Peso da unidade ( g ):** 152,52

**Descrição da caixa de embarque:** Contém 30 unidades


**Peso bruto da caixa ( Kg ):** 4,92      **Empilhamento máximo:** 10 cx

**Código interno de cadastro do produto:** PRA 108



Y = 6,3 cm

**Produto unitário**



Z = 14,0 cm


X = 39,0 cm

Y = 33,0 cm


**Caixa de embarque**

### Normas para estocagem


- As caixas dos produtos devem estar bem fechadas e identificadas com o nome do produto, o lote e a data de validade.
- Devem ser estocados em local fechado, arejado e em temperatura ambiente ( 15 - 30°C ).
- Devem ser protegidos da umidade, da luz direta (luz solar) e da presença de insetos e roedores.
- Podem ser estocados em prateleiras, as quais devem estar afastadas das paredes, cuidando para que os produtos mais pesados fiquem embaixo e os mais leves nas prateleiras de cima.
- Podem estar estocados sobre pallets, afastados das paredes e afastados entre si ( para facilitar a limpeza ).
- Quando acondicionados em cima de pallets, as caixas deverão estar de forma "amarrada", sempre obedecendo ao empilhamento máximo.
- As embalagens devem estar a uma distância de no mínimo 1 metro entre a pilha e o teto.
- Os lotes devem estar dispostos a fim de possibilitar a distribuição dos mais antigos em primeiro lugar e, só após terem se esgotado, distribuir o próximo lote fabricado ( FIFO ).




**Arranjo em Bloco Vazado**



**Arranjo em Colméia**



**Arranjo em Fileira Interrompida**



**Arranjo em Duplo Vazado**